



Diversey™

Oxivir® Excel™ CE

Eficaz contra os agentes patogénicos, sem comprometer os utilizadores, as superfícies e o ambiente.

Oxivir Excel é uma gama de detergentes desinfetantes com eficácia de largo espectro. Limpam e desinfetam num único passo, com um tempo de contacto extremamente reduzido. Com uma formulação à base de peróxido de hidrogénio acelerado (AHP), patenteado pela Diversey Care, a gama Oxivir Excel pode ser utilizada em dispositivos médicos não invasivos e superfícies duras não porosas

Eficaz nos agentes patogénicos

- Eficácia comprovada de acordo com as normas europeias
- Eficaz contra múltiplos agentes patogénicos - bactericida, virucida e leveduricida
- Desinfeta em menos de um minuto
- Eficácia bactericida, incluindo microrganismos multirresistentes (MDRO) como MRSA, VRE e CRE
- Eficácia virucida, incluindo Poliovirus, Adenovirus, e Murine norovirus, sendo considerado eficaz em todo o tipo de vírus encapsulados, tais como: HIV, HBV, HCV, Influenza, Vaccinia virus e Coronavirus
- Eficácia leveduricida contra Candida albicans
- Excelente desempenho de limpeza

Seguro para utilizadores

- Isenta de classificação de perigo para diluição, pronto a usar ou toalhetes
- Não contém níveis elevados de compostos orgânicos voláteis (COVs)
- Não causa irritação respiratória
- Não contém perfume, nem corantes
- Não contém ácido salicílico
- Segura para usar próximo dos pacientes ou visitantes

Seguro para superfícies

Oxivir Excel não danifica as superfícies mais comuns nas unidades de cuidados de saúde e não branqueia os tecidos

Seguro para o ambiente

Contém agentes ativos que dão origem a água e oxigénio





Oxivir® Excel™ CE

Eficácia comprovada

Oxivir Excel foi testada de acordo com as mais recentes Normas Europeias e provou ser um poderoso desinfetante. Eficácia comprovada de acordo com as normas europeias EN: EN1276, EN1650, EN13727, EN13624, EN14476, EN13704 e EN16615. Oxivir Excel está certificada como Dispositivos Médicos de classe IIa (de acordo com as Diretivas Comunitárias aplicáveis).

Compatibilidade do produto

Oxivir Excel pode ser usada em qualquer superfície dura geralmente encontrada em unidades de cuidados de saúde *: aço inoxidável, vidro, acrílicos, PVC. Contudo, não deve ser usada em mármore, cobre, latão ou outras superfícies sensíveis a agentes oxidantes.

* Estudo de compatibilidade disponível mediante solicitação.

Dados Técnicos Oxivir Excel Wipe

Tamanho	200 x 300 mm	Peso	25 g/m ²
Materiais	polipropileno		

Os dados acima correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como especificação.

Produto	Embalagem	Descrição
Oxivir Excel CE	2 x 5 L	Concentrado
Oxivir Excel Foam CE	6 x 750 ml	Pronto a usar garrafa pulverizadora de espuma
Oxivir Excel Wipe CE	12 x 100 un	Toalhetes descartáveis pré-humedecidos



AHP technology from Virox Technologies