

The logo for RoomCare, featuring the words "Room" and "Care" in a stylized, handwritten font, enclosed in a square border.

RoomCare R2 Limpeza higienizante de superfícies duras

Introdução ao Room Care

RoomCare é uma solução global única disponível abrangendo soluções para manutenção dos quartos de hóspedes incluindo produtos, utensílios e métodos que cobrem todas as necessidades de limpeza dos quartos e se adapta a hotéis de qualquer dimensão e estrutura de limpeza.

Formulações superiores adaptadas para resolver efectivamente e com segurança todas as exigências de limpeza e desinfecção da limpeza de quartos; produtos com nomes fáceis de reconhecer bem como códigos de cores em todo o sistema, um conjunto de utensílios adequados, acessórios e máquinas fazem de Room Care a escolha perfeita.

Todos os produtos RoomCare têm a mesma fragrância de referência "Fresh Linen" concebida para a indústria hoteleira. Utiliza a tecnologia O.N.T. para neutralização efectiva dos maus odores deixando uma fragrância duradoura.

A gama RoomCare é uma solução de eleição que combina performance, segurança para o utilizador e responsabilidade ambiental. Todas as formulações cumprem estritamente a regulamentação, inclusive a que está a chegar com a Directiva Europeia REACH.

A experiência da Diversey, o seu compromisso ambiental e as Certificações ISO 9001, ISO 14001 e a carta AISE para uma Limpeza Sustentável são uma garantia de qualidade e eficácia.

Descrição do produto

RoomCare R2 é um produto pronto a usar, para uma limpeza higienizante de todas as superfícies duras resistentes à água.

Propriedades

- Formulado para a limpeza higienizante de telefones e outras superfícies duras resistentes à água
- Ligeiramente alcalino
- Não-abrasivo
- Fragrância fresca e delicada
- Tecnologia neutralizadora de odores única, patenteada, altera as moléculas dos maus odores

Benefícios

- Deixa as superfícies higienicamente limpas
- Remove rápida e gentilmente resíduos oleosos solúveis em água
- Uso regular evita a acumulação de calcário
- Deixa uma fragrância duradoura fresca e agradável
- Neutraliza as moléculas de maus odores e em consequência realça o efeito do perfume
- Códigos de cores e alfanuméricos para evitar erros de aplicação





RoomCare R2 Limpeza higienica de superficies duras

Instruções de Utilização

Dosagem: RoomCare R2 está pronto a usar; aplicar puro.

Aplicação

Pulverizar uma pequena quantidade para um pano húmido/ esfregão e limpar a superfície. Enxaguar com água limpa ou limpar com um pano limpo húmido. Polir com um pano seco para brilho extra.

Para uma aplicação mais detalhada, favor ver o Plano de Higiene RoomCare R2.

Importante: Antes de aplicar testar a compatibilidade do material num local pequeno e pouco visível.

Dados Técnicos

Aspecto: Líquido verde, transparente

Densidade relativa [20°C]: 1.001

Valor do pH puro: 10.5 - 11.0

Os dados acima são típicos de uma produção normal e não devem ser considerados como uma especificação.

RoomCare R2 faz parte da Gama Room Care da Diversey':

- 7509651 RoomCare R1 - Limpeza diária de sanitários
- 7509657 RoomCare R2 - Limpeza higienizante de superficies
- 7509660 RoomCare R3 - Multiusos para vidros/superfícies
- 7509663 RoomCare R4 - Limpeza/polimento de mobiliário
- 7509666 RoomCare R5/R5.1 - Ambientador
- 7509653 RoomCare R6 - Desincrustante forte periódico
- 7510901 R7 - Creme de limpeza não abrasivo
- 1207023 - Tabuleiro com divisórias

Informações sobre Manuseamento seguro e Armazenagem

Manuseamento seguro

Lavar e secar as mãos após utilização. Recomenda-se a aplicação de um creme hidratante. Em caso de contacto prolongado, pode ser necessária protecção para a pele. Não respirar os aerossóis. Usar apenas em áreas bem ventiladas. Um guia completo sobre manuseamento e eliminação do produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança.

Unicamente para utilizadores profissionais / especialistas.

Armazenagem

Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas.

Dados Microbiológicos

- RoomCare R2 passou o teste da norma EN 1276 em condições de sujidade (0.3% albumina de bovino) com 1 minuto de tempo de contacto.
- RoomCare R2 passou o teste da norma EN 13697 em condições de sujidade (0.3% albumina de bovino) para as estirpes referenciadas Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli e Pseudomonas aeruginosa com um tempo de contacto de 5 minutos. A actividade germicida em 15 minutos para a estirpe referenciada Candida albicans.

