



Room Care R2-plus

Detergente desinfetante para superfícies duras - concentrado

Descrição

Room Care R2-plus é um detergente desinfetante concentrado para a limpeza e desinfecção de todas as superfícies duras resistentes à água. Utilizar apenas através dos sistemas de doseamento e diluição Divermite e DQFM.

Propriedades

- Formulado para limpeza e desinfecção de superfícies duras resistentes à água
- Ligeiramente alcalino
- Não abrasivo
- Fragrância Fresh Linen leve, delicada e fresca
- Tecnologia de bolsas herméticas, segura e ecológica
- Fragrância patenteada de Neutralização de Odores (O.N.T.)

Benefícios

- Desinfeta e deixa as superfícies completamente limpas
- Remove rápida e suavemente resíduos oleosos e resíduos solúveis em água
- Utilização regular impede a formação de calcário
- Deixa uma fragrância agradável
- Códigos de cores e alfanuméricos para evitar erros de aplicação

Instruções de utilização

Dosagem:




Sistema Divermite: Encher a respetiva garrafa pulverizadora com 300 ml de água e dosear duas bombadas de 15ml (10%). Enroscar firmemente o pulverizador, garantir que está bloqueado, e agitar suavemente para misturar.

Sistema DQFM: Encher a respetiva garrafa pulverizadora com a solução, não ultrapassando a marca. Enroscar firmemente o pulverizador.

Aplicação:

Pequenas áreas: Pulverizar duas vezes para um pano microfibras, ou esponja, previamente humedecido e limpar a superfície. Deixar atuar o tempo necessário conforme indicação microbiológica nesta ficha. Enxaguar com água limpa e deixar secar ao ar ou limpar com um pano microfibras humedecido em água limpa e bem espremido. Polir com um pano seco para brilho extra.

Para informação mais detalhada sobre a aplicação por favor consulte o miniguia para Room Care R2-plus



* A.I.S.E.

**Os níveis de dosagem foram estabelecidos para condições ideais de utilização, pelo que poderão variar de acordo com a situação de cada cliente (dureza da água, nível de sujidade, procedimentos). Para informação mais detalhada, consulte, por favor, o seu representante Diversey.*



Room Care R2-plus

Dados Técnicos

Aspeto: Líquido verde

pH (puro): ≈ 11

pH (em uso): > 10

Densidade relativa (20°C): ≈ 1.03

Os dados acima correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como especificação.

Segurança na armazenagem e manuseamento

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação deste produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança (FDS) – sds.diversey.com. Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas. Apenas para uso profissional/especialistas.

Compatibilidade do produto

Não utilizar em superfícies sensíveis à água, p. ex. madeira. Antes de utilizar, testar a compatibilidade dos materiais num local pequeno e pouco visível. Não utilizar com outros sistemas ou métodos de diluição. Não usar a puro.

Dados microbiológicos

Room Care R2-plus passa a Norma EN 1276 (bactericida) a uma diluição de 10% com 1 minuto de tempo de contacto.

Room Care R2-plus passa a Norma EN 13697 (bactericida) a uma diluição de 10% com 5 minutos de tempo de contacto para as estirpes de referência *Stahylococcus aureus*, *Enterococcus hirae*, *Escherichia coli* e *Pseudomonas aeruginosa*.

Room Care R2-plus passa a Norma EN 13697 (leveduricida) a uma diluição de 10% com 15 minutos de tempo de contacto para a estirpe de referência *Candida albicans*.

Todos os testes foram realizados em condições de sujidade (0.3% albumina bovina)

Informação ecológica

Utilizar os produtos na dosagem e temperatura corretas permite poupar nos custos e minimizar o impacto ambiental. Os tensoativos usados neste produto são biodegradáveis de acordo com os requisitos estabelecidos pelo Regulamento (CE) 648/2004, relativo aos detergentes.

Embalagem disponível

Room Care R2-plus está disponível em bolsas de 2 x 1,5L.