

Clax Bactisoft

Amaciador Desinfetante

5GL1

Descrição

Clax Bactisoft é um amaciador/desinfetante especialmente formulado para utilização em lavandarias comerciais e outras. O produto é adequado para aplicação na grande maioria dos tecidos e pode ser doseado manual ou automaticamente.

Propriedades

Clax Bactisoft é um amaciador com propriedades desinfetantes, baseado em compostos de quaternários de amónio. Os tensioactivos catiónicos ao serem adsorvidos pelos tecidos asseguram a sua lubrificação, e durante o processo de secagem evitam a aderência das fibras e a formação de electricidade estática. Adicionalmente facilita a passagem a ferro/calandragem

Clax Bactisoft pode ser usado como amaciador na maior parte dos tecidos, mas é particularmente eficaz em tecidos volumosos ou texturados, tais como toalhas. Também aporta suavidade e dá um toque de seda aos tecidos lisos.

Clax Bactisoft assegura uma excelente actividade bactericida contra a maioria das formas vegetativas de microorganismos, incluindo bactérias Gram-positivas, Gram-negativas e bolores, em todas as condições. Além disto, o **Clax Bactisoft** é particularmente indicado para aplicações onde a desinfecção termo-química não pode ser usada, devido ao tipo de tecidos a limpar.

Benefícios

- Aporta suavidade em vários tipos de tecidos
- Evita a formação de electricidade estática nos tecidos sintéticos
- Deixa uma agradável fragrância
- Produto 2 em 1; amaciador e desinfetante
- Amplo e eficaz espectro de actividade bactericida confere maior segurança de higiene
- Eficaz em todos os tipos de dureza de água

Instruções de utilização

Usar o **Clax Bactisoft** a uma concentração de 6 ml/kg de carga. **Clax Bactisoft** deverá ser utilizado como amaciador, aplicado no último enxaguamento de uma lavadora-extractora ou no último módulo de um túnel de lavagem.


Dados técnicos

Aspecto	Líquido azul claro (turquesa)
pH [1%]	3.6
Densidade relativa [20°C]	0.992
Viscosidade [mPa.s; 25°C]	32

Os dados acima são típicos de uma produção normal e devem ser considerados como especificação.

Segurança na armazenagem e manuseamento

Guardar fechado nas embalagens originais afastado de temperaturas elevadas. Informações completas de manuseamento e eliminação do produto são facultadas em separado na Ficha de Segurança.



Clax Bactisoft

Informação microbiológica

Clax Bactisoft passou o teste EN 1276 a uma diluição de 1.2 g/l em água dura (300ppm de CaCO₃), com pouca sujidade (0,03% serum albumina de bovino), e com um tempo de contacto de 5 minutos.

Clax Bactisoft passou o teste EN 1650 a uma diluição de 0.6g/l em água dura (300ppm de CaCO₃), com pouca sujidade (0,03% serum albumina de bovino), e com um tempo de contacto de 10 minutos, para *Candida albicans*.

Sede Diversey em Portugal:

Avenida Doutor Luís Sá, nº 6,8,.10
Zona Industrial da Abrunheira
2714-505 Sintra
Tel. 21 915 7000