



SURE Cleaner Disinfectant

Detergente desinfetante concentrado em bolsa. Aprovado pela BPR.

Descrição

SURE Cleaner Disinfectant é um detergente desinfetante concentrado para limpeza e desinfecção de superfícies gerais e todas as superfícies em instalações alimentares.

SmartDose® é um sistema de dosagem preciso e portátil da Diversey que permite aos utilizadores misturar e dispensar com precisão produtos químicos de limpeza concentrados. Elimina as suposições, garantindo uma diluição consistente, segurança e sustentabilidade, reduzindo o desperdício e as embalagens. É ideal para instalações que procuram soluções de limpeza eficientes e ecológicas.

Propriedades

- Sem perfume nem corante, fragância natural presente devido aos ingredientes à base de plantas
- Contém ingredientes à base de plantas a partir de fontes renováveis
- 100% biodegradável e decomposto por processos naturais
- Não é classificado como perigoso para o ambiente e, quando usado à concentração recomendada, não apresenta advertências de segurança para o utilizado

Benefícios

- Muito eficaz contra uma vasta gama de microrganismos, ajuda a melhorar a higiene e a segurança
- Atividade bactericida, leveduricida e ativo contra vírus envelopados
- Fórmula sem enxágue

Instruções de utilização

Método de spray:

1. Encha a garrafa pulverizador de 750 ml com água.
2. Gire a cabeça amarela para ativar a posição da garrafa. Puxe a cabeça para cima e, em seguida, empurre-a totalmente para baixo para dispensar o produto químico. 1 pressão para cada 750 ml de água.
3. Agite a garrafa suavemente antes de usar.
4. Retirar os resíduos antes de aplicar o produto..
5. Pulverizar a superfície com a solução e limpar com um pano ou escova. Deixar atuar 5 minutos.
6. Não é necessário enxaguar.

Método de balde:

1. Encha um balde com 7L água.
2. Gire a cabeça amarela para ativar a posição da balde. Puxe a cabeça para cima e, em seguida, empurre-a totalmente para baixo para dispensar o produto químico. 1 pressão para 7l de água.
3. Retirar os resíduos antes de aplicar o produto.
4. Aplique a solução e limpe com um pano ou escova. Deixar atuar 5 minutos.
5. Não é necessário enxaguar.

Imersão:

1. Encha uma pia/balde com água.
2. Gire a cabeça amarela para ativar a posição da garrafa. Puxe a cabeça para cima e, em seguida, empurre-a totalmente para baixo para dispensar o produto químico. 1 pressão para 7l de água.
3. Retirar os resíduos antes da imersão.
4. Deixe de molho por 5 minutos.
5. Não é necessário enxaguar.





SURE Cleaner Disinfectant

Dados Técnicos

Aspeto: líquido amarelo pálido

pH (puro): 2

Densidade relativa (20°C): 1.08

Os dados acima correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como especificação.

Segurança na armazenagem e manuseamento

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação deste produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança (FDS) – <https://sds.diversey.com>.

Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas.

Apenas para uso profissional / especialistas.

Leia sempre o rótulo e as informações do produto antes de os usar e siga as regulamentações e recomendações locais.

Dados microbiológicos

SURE Cleaner Disinfectant cumpre as normas europeias para atividades bactericidas e leveduricidas com tempo de contacto de 5 minutos.

SURE Cleaner Disinfectant cumpre a Norma Europeia EN1276 (bactérias) a uma diluição de 1%, em condições sujas com tempo de contacto de 5 minutos.

SURE Cleaner Disinfectant cumpre a Norma Europeia EN13697 (bactérias e leveduras) a uma diluição de 1%, em condições sujas com tempo de contacto de 5 minutos.

SURE Cleaner Disinfectant cumpre a Norma Europeia EN1650 (leveduras) a uma diluição de 1%, em condições sujas com tempo de contacto de 5 minutos.

SURE Cleaner Disinfectant cumpre a Norma Europeia EN14476 em condições sujas com uma diluição de 0,5% em 1 minuto (vírus vaccinia Ankara modificado (MVA))

Informação ecológica

*A fórmula de SURE Cleaner Disinfectant é 100% biodegradável, de acordo com os critérios da OECD 301B.

Certificado Cradle to Cradle Gold.

Garrafa de plástico com 50% de PCR e totalmente reciclável.

Registos

Obteve o registo BPR com o número de autorização: EU-0029485-0001 1-1.

Embalagem disponível

SURE Cleaner Disinfectant está disponível em embalagens SmartDose de 1,4 L e Divermite de 2 L.

Embalagem disponível

Código	Descrição	Sistema
9293767	SURE CLEANER DISINFECTANT 1.4L W3281	SmartDose®

www.diversey.com

© 2025 Diversey, Inc. All Rights Reserved. Rev.27/05/2025 pt-PT (K02891)